

Informação

Higienização dos Nebulizadores

*Para a higienização dos nebulizadores
há três passos fundamentais:*

- Limpeza
- Desinfecção
- Secagem

LIMPEZA

- A limpeza do nebulizador deve ser **sempre** feita **imediatamente após cada utilização** (incluindo entre cada medicamento) para impedir que restos de medicação e/ou secreções sequem.

Para tal:

- Lave as mãos
- Desmonte o nebulizador nas diferentes peças que o compõem
- Coloque as peças num recipiente com água quente da torneira, com 2-3 gotas de detergente da louça, durante 5-15 minutos e agite com cuidado
- Passe todas as peças por água quente corrente
- O cabo de alimentação, o compressor ou outras estruturas não laváveis devem ser limpas com um pano húmido.



SÃO JOÃO



Centro de Referência
Fibrose Quística

Centro Hospitalar Universitário de São João
Alameda Professor Hernâni Monteiro
4200-319 Porto
T +351 225 512 100
W www.chusj.pt

